



Veinlite LEDX[®]

Damar Görüntüleme Cihazı

Skleroterapi Uygulamalarında Altın Standart..!



Veinlite LedX skleroterapi uygulamalarında varisli damarların tespiti için kullanabileceğiniz, dünya çapında pek çok merkezde kullanılmakta olan ve Altın Standart olarak kabul edilen damar görüntüleme cihazıdır. Daha geniş alanı gösteren C şekilli ağız yapısı ve 32 adet parlak LED ışıkları sayesinde obez hastalarda bile rahatlıkla kullanılabilir.

- Klinik olarak kanıtlanmış Veinlite® teknolojisi...
- INS ve CDC Enfeksiyon Kontrol Protokolleri'ne uygundur.
- Yetişkin hastalarda kullanılabildiği gibi pediatrik ve obez hastalarda da kullanılabilir.
- FDA ve CE standartlarına uygundur.



Skleroterapi ve Flebektomi için Özel Tasarım; Veinlite LedX Skleroterapi ve Flebektomi çalışmalarında öncelikle tercih edilen damar görüntüleme cihazıdır. Hızlı ve efektif varis tedavisi için tasarlanmıştır. Patentli turuncu renk ışıklarının yarattığı kontrast sayesinde uygulandığı cilt bölgesindeki tüm varisli damarların rahatlıkla görülebilmesini sağlar.

Kullanımı Kolaydır; Taşınabilir ve tek elle rahatlıkla kullanılabilir. Turuncu - Kırmızı renk geçiş özelliğini kullanarak yüzeysel ve derindeki varisli damarlar rahatlıkla tespit edilebilir. Tek bir kişi tarafından rahatlıkla her hasta tipinde kullanılabilir. Kullanımı için ayrıca bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz. Her hangi bir yüzeye veya taşıyıcı ayağa sabitlenmesi gerekmez. Çalışma esnasında her hangi bir ışın yaymadığı için uzun kullanımlardan kaynaklanan göz yorulmalarına sebep olmaz.

Enfeksiyon Taşıma Riski Yoktur; Veinlite ürünleri hasta cildine temas ederek çalışır. Ancak her kullanımda değiştirilen kılıflar sayesinde hastadan hastaya enfeksiyon taşıma riski yoktur. Ayrıca yaygın kullanımı olan dezenfektanlarla silinerek temizlenebilir.



Led Sayısı	32 adt
Led Renkleri	24 turuncu ve 8 kırmızı
Renk Seçebilme	Sadece turuncu, sadece kırmızı veya ikisi birden kullanılabilir
Halka Çapı	31 mm
Batarya Tipi	Şarj edilebilir Li-Ion batarya
Kullanım Süresi	Tam dolu şarj ile 160 dk
Ölçüler	102 x 65 x 21 mm
Ağırlık	83 gr, batarya dahil